

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Rad21 Para Wb, Elisa, Chip, Chip-Seq - O60216

Número de artículo: CM0002297



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra Rad21 humana, validado para WB, ELISA, ChIP y ChIP-seq. Presenta reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de cohesina, ciclo celular y regulación génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Rad21 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MGS; HR21; MCD1; NXP1; SCC1; CDLS4; hHR21; HRAD21; Rad21
Especie	Humano
GeneID	5885
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 532-631 de Rad21 humana (O60216).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60216
Peso de la proteína	72kDa
Envío	Bolsa de hielo