

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rad21 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - O60216

Número de artículo: CM0022492



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra Rad21 humano (subunidad cohesina SCC1). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Adecuado para investigación en biología de la cromatina, ciclo celular y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Rad21 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MGS; HR21; MCD1; NXP1; SCC1; CDLS4; hHR21; HRAD21; Rad21
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5885
GeneID	5885
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 281-420 de Rad21 humano (NP_006256.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60216
Peso Proteico	72kDa
Envío	Bolsa de hielo