

Anticuerpo Monoclonal Anti-Rad23A Para Wb, If/Icc, Elisa - P54725

Número de artículo: CM0008889



Introducción

mAb de conejo contra Rad23A validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reconoce Rad23A humano y de ratón (HR23A). Materia prima IVD de grado de investigación para estudios de reparación del ADN, desmetilación de histonas y degradación proteasómica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Rad23A
Observaciones/Sinónimos	HR23A; HHR23A; Rad23A
Especie	Humano
ID del gen	5886
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de Rad23A humano (P54725).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	P54725
Peso de la proteína	40 kDa
Envío	Bolsa de hielo