

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rad23A Para Wb, Elisa - P54725

Número de artículo: CM0019618



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-Rad23A validado para aplicaciones de Western blotting (WB) y ELISA. Reacciona con muestras humanas y de ratón; el inmunógeno corresponde a Rad23A humana de longitud completa. Adecuado para estudios de reparación del ADN y desmetilación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Rad23A pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HR23A; HHR23A; Rad23A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5886
GeneID	5886
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-363 de Rad23A humana (NP_005044.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P54725
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo