


Anticuerpo Policlonal Anti-Rad50 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q92878

Número de artículo: CM0015985



Introducción

Anticuerpo policlonal Anti-Rad50 para WB, IHC-P, ELISA; detecta RAD50 humano y de ratón, una proteína clave de reparación del ADN. Adecuado para investigación oncológica y estudios de estabilidad genómica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Rad50 Conejo pAb
Observaciones/Alias	NBSLD; RAD502; hRad50; Rad50
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10111
GeneID	10111
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-270 de Rad50 humano (NP_005723.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q92878
Peso Proteico	154kDa
Envío	Bolsa de hielo