


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Rad50 Para Wb, Elisa - Q92878

Número de artículo: CM0008155



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad que dirige a RAD50 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con RAD50 de ratón y rata. Ideal para la investigación de reparación del ADN y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Rad50 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	NBSLD; RAD502; hRad50; Rad50
Especie	Humano
ID de Gen	10111
Inmunógeno	Péptido sintético (aa 1200-1300 de Rad50 humano, Q92878)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92878
Peso Proteico	154kDa
Envío	Bolsa de hielo