


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rad50 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q92878

Número de artículo: CM0026386



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra RAD50 humano, validado para Western blot, IHC-P, IP y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Apunta a una proteína clave de reparación del ADN en el complejo MRN, esencial para la estabilidad genómica y la investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Rad50 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NBSLD; RAD502; hRad50; Rad50
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10111
GeneID	10111
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de Rad50 humano (NP_005723.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92878
Peso Proteico	154kDa
Envío	Bolsa de hielo