

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Rad51 Para Wb, Elisa Y Chip - Q06609

Número de artículo: CM0009998



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo se dirige a la proteína 1 homóloga de RAD51 de reparación del ADN. Validado para aplicaciones de WB, ELISA y ChIP, reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata, por lo que es adecuado para la investigación oncológica y de reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Rad51
Observaciones/Alias	RECA; BRCC5; FANCR; MRMV2; HRAD51; RAD51A; HsRad51; HsT16930; Rad51
Especie	Humana
GeneID (humano)	5888
GeneID	5888
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de Rad51 humano (Q06609).
Fuente	Cojo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA, ChIP
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q06609
Peso de la proteína	37 kDa
Envío	Bolsa de hielo