

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Rad51 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q06609

Número de artículo: CM0008452



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra RAD51 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigaciones sobre reparación del ADN, recombinación homóloga y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RAD51 mAb de conejo
Observaciones/Alias	RECA; BRCC5; FANCR; MRMV2; HRAD51; RAD51A; HsRad51; HsT16930
Especie	Humana
ID del gen	5888
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-339 de Rad51 humano (NP_002866.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q06609
Peso de la proteína	37 kDa
Envío	Bolsa de hielo