

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rad51 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q06609

Número de artículo: CM0028453



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína humana de reparación del ADN RAD51 (UniProt Q06609). Validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la recombinación homóloga y los mecanismos de reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Rad51
Observaciones/Alias	RECA; BRCC5; FANCR; MRMV2; HRAD51; RAD51A; HsRad51; HsT16930; Rad51
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5888
ID del Gen	5888
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-339 de Rad51 humana (NP_002866.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q06609
Peso Molecular de la Proteína	37kDa
Envío	Bolsa de hielo