

Anticuerpo Policlonal Anti-Rad51C Para If/Icc Y Elisa - O43502

Número de artículo: CM0016317



Introducción

El pAb de conejo anti-RAD51C es un anticuerpo policlonal para IF/ICC y ELISA, dirigido contra RAD51C humano. Procedente de conejo, es ideal para investigar la reparación del ADN, la recombinación homóloga y vías relacionadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RAD51C Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FANCO; R51H3; BROVCA3; RAD51L2; RAD51C
Especie	Humano
ID de Gen	5889
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-135 de RAD51C humano (NP_002867.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O43502
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo