

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rad51C Para Wb, Elisa - O43502

Número de artículo: CM0029197



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra RAD51C humano, validado para Western blotting (WB) y ELISA. Detecta una proteína de ~42 kDa, tiene reactividad cruzada con humano y ratón. Ideal para investigación en reparación de ADN y recombinación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RAD51C Rabbit pAb
Notas/Alias	FANCO; R51H3; BROVCA3; RAD51L2; RAD51C
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5889
ID del gen	5889
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-135 de RAD51C humano (NP_002867.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O43502
Peso de la proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo