

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rad51D Para Wb, Elisa - 075771

Número de artículo: CM0030176



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-Rad51D para aplicaciones de Western blot y ELISA. Validado en muestras humanas, dirigido a la proteína de reparación del ADN RAD51 homólogo 4 involucrada en la reparación por recombinación homóloga.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Rad51D
Observaciones/Alias	TRAD; R51H3; BROVCA4; RAD51L3; Rad51D
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5892
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-328 de Rad51D humano (NP_002869.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	075771
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo