


Anticuerpo Policlonal Anti-Rad52 Para Wb, Elisa - P43351

Número de artículo: CM0027761



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RAD52 humano, adecuado para Western blot y ELISA. Detecta RAD52 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudios de reparación y recombinación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra Rad52
Observaciones/Alias	RAD52; Rad52
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5893
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 125-418 de Rad52 humano (NP_602296.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P43351
Peso Molecular de la Proteína	46kDa
Envío	Bolsa de hielo