

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rad54L2 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y4B4

Número de artículo: CM0017143

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RAD54L2 humano (ARIP4), validado para IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con RAD54L2 humano y de rata, una helicasa involucrada en la transcripción del receptor de andrógenos. Adecuado para investigación oncológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo RAD54L2
Observaciones/Alias	ARIP4; HSPC325; SRISNF2L; RAD54L2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	23132
ID del Gen	23132
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1178-1467 de RAD54L2 humano (NP_055921.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9Y4B4
Peso Molecular de la Proteína	163kDa
Envío	Bolsa de hielo