


Anticuerpo Policlonal Anti-Rad9A Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q99638

Número de artículo: CM0021218



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RAD9A humano, validado en WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano y rata. Adecuado para la investigación de reparación del ADN y puntos de control del ciclo celular. SWISS: Q99638.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RAD9A pAb de Conejo
Observaciones/Alias	RAD9; RAD9A
Especie	Humano
GenelD (humano)	5883
GenelD	5883
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 162-391 de RAD9A humano (NP_004575.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q99638
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo