

Anticuerpo Policlonal Anti-Radixina Para Wb Y Elisa - P35241

Número de artículo: CM0018173



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-Radixina de alta calidad para aplicaciones de WB y ELISA. Detecta Radixina humana, de ratón y de rata. Ideal para investigar la dinámica del citoesqueleto de actina y la unión membrana-citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Radixina pAb de Conejo
Observaciones/Alias	DFNB24; Radixina
Especie	Humana
GeneID (Humano)	5962
GeneID	5962
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de la Radixina humana (NP_002897.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35241
Peso Proteico	69kDa
Envío	Bolsa de hielo