

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Radixin Para Wb, Elisa - P35241

Número de artículo: CM0002421



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-Radixin dirigido a la proteína de 69kDa, validado para WB y ELISA; reacciona cruzadamente con humano, ratón, rata; para estudios de unión actina-membrana y sordera.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Radixin Rabbit mAb
Observaciones/Alias	DFNB24; Radixin
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5962
ID de Gen	5962
Inmunógeno	Péptido sintético (aminoácidos 350-450 de Radixin humana)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35241
Peso Proteico	69kDa
Envío	Bolsa de hielo