


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rae1 Para Wb, Elisa - P78406

Número de artículo: CM0030966



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-RAE1 dirigido al factor de exportación de ARNm humano RAE1. Validado en WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Inmunógeno de proteína recombinante (1-368 aa). 41kDa. Ideal para investigación en transporte nucleocitoplasmático y mitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo RAE1
Observaciones/Alias	Gle2, MIG14, MRNP41, Mnrp41, dj481F12.3, dj800J21.1, RAE1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	8480
ID del Gen	8480
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-368 de RAE1 humano (NP_003601.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P78406
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo