

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Raf1 Para Wb, Elisa - P04049

Número de artículo: CM0003525



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-Raf1 de alta calidad validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con Humano, Ratón y Rata. Ideal para estudiar las vías de señalización MAPK mediadas por Raf1 y la regulación del destino celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Raf1
Observaciones/Alias	NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf; CMD1NN; Raf1
Especie	Humano
GeneID	5894
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 1-100 de la Raf1 humana (P04049)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04049
Peso Proteico	73kDa
Envío	Bolsa de hielo