

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Raf1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04049

Número de artículo: CM0017058



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Raf1 humano (c-Raf). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con proteínas humanas, de ratón y de rata. Raf1 es una quinasa clave de la vía MAPK/ERK, fundamental para la proliferación celular y la investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-Raf1
Observaciones/Alias	NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf; CMD1NN; Raf1
Especie	Humano
GeneID (humano)	5894
GeneID	5894
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 190-350 de Raf1 humano (NP_002871.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P04049
Peso molecular	73 kDa
Envío	Bolsa de hielo