

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rag1 Para Wb, Elisa - P15918

Número de artículo: CM0013951

Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo está dirigido contra RAG1 humano (proteína 1 activadora de la recombinación V(D)J), también conocida como RNF74). Validado para inmunoblotting y ELISA, presenta reactividad cruzada con ratón y detecta la proteína de aproximadamente 119 kDa. Ideal para estudios sobre el desarrollo de linfocitos, los trastornos de inmunodeficiencia y los mecanismos de recombinación V(D)J.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RAG1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RAG-1; RNF74; RAG1
Especie	Humana
ID génico (humano)	5896
ID génico	5896
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 de RAG1 humano (NP_000439.1).
Origen	Rabbit
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P15918
Peso de la proteína	119 kDa
Envío	Bolsa de hielo