


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rag2 Para Wb, Elisa - P55895

Número de artículo: CM0016671



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra RAG2 humano, una proteína clave en la recombinación V(D)J. Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón. Ideal para estudios de desarrollo de linfocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RAG2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RAG-2; RAG2
Especie	Humano
GeneID	5897
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 258-527 de RAG2 humano (NP_001230715.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P55895
Peso molecular de la proteína	59kDa
Envío	Bolsa de hielo