

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rai14 Para Wb Y Elisa - Q9P0K7

Número de artículo: CM0017053

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la anquicorbina humana (RAI14). Adecuado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de biología reproductiva y regulación de actina.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | RAI14 Rabbit pAb                                                                                                                   |
| Observaciones/Alias | RAI13, NORPEG, RAI14                                                                                                               |
| Especie             | Humano                                                                                                                             |
| GenelD              | 26064                                                                                                                              |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 300-600 de RAI14 humano (NP_056392.2) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                           |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Reactividad Cruzada | Ratón, Rata                                                                                                                        |
| SWISS               | Q9P0K7                                                                                                                             |
| Peso Proteico       | 110kDa                                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                     |