

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Raidd/Cradd Para Wb, Elisa - P78560

Número de artículo: CM0010905



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad contra RAIDD/CRADD humano, validado en WB y ELISA. Adecuado para la investigación de la apoptosis y la vía de señalización de TNFR-1. Reconoce CRADD humano (23 kDa).

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | RAIDD/CRADD Rabbit mAb                                                                                                                                |
| Observaciones/Alias | MRT34; RAIDD; RAIDD/CRADD                                                                                                                             |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                |
| GeneID (Humano)     | 8738                                                                                                                                                  |
| GeneID              | 8738                                                                                                                                                  |
| Inmunógeno          | Péptido sintético   Péptido sintético correspondiente a una secuencia de aminoácidos entre la posición 100 y 199 de RAIDD/CRADD humano (NP_003796.1). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                                |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                                              |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                                             |
| Reactividad cruzada | Humano                                                                                                                                                |
| SWISS               | P78560                                                                                                                                                |
| Peso de la proteína | 23 kDa                                                                                                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                        |