

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Raidd/Cradd Para Wb, Ihc-P, Elisa - P78560

Número de artículo: CM0004846



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido a RAIDD/CRADD humano (P78560). Validado para WB, IHC-P y ELISA; reacciona de forma cruzada con rata. Ideal para investigación de apoptosis y muerte celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RAIDD/CRADD Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MRT34; RAIDD; RAIDD/CRADD
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	8738
ID del gen	8738
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de aminoácidos entre las posiciones 70 y 150 de CRADD humano (P78560).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	P78560
Peso molecular de la proteína	23 kDa
Envío	Bolsa de hielo