

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Raidd/Cradd Para Wb, Elisa - P78560

Número de artículo: CM0015603



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-RAIDD/CRADD humano validado para WB y ELISA. Reconoce RAIDD humano y de ratón, una proteína adaptadora de apoptosis de 23 kDa (SWISS P78560). Ideal para estudios de apoptosis y muerte celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del producto	RAIDD/CRADD Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MRT34; RAIDD; RAIDD/CRADD
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8738
GeneID	8738
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-199 de RAIDD/CRADD humano (NP_003796.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P78560
Peso proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo