


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rala Para Wb Y Elisa - P11233

Número de artículo: CM0017130



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-RALA validado para WB y ELISA. Detecta RALA humano, de ratón y rata (24 kDa). Apto para investigación sobre señalización por GTPasas, migración celular y transformación oncogénica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RALA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RAL; HINCONS; RALA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5898
GeneID	5898
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-206 de RALA humano (NP_005393.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11233
Peso molecular de la proteína	24kDa
Envío	Bolsa de hielo