

Anticuerpo Policlonal Anti-Ralb Para Wb, Elisa - P11234

Número de artículo: CM0030698



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra RALB humana (proteína relacionada con Ras Ral-B). Validado para Western blot y ELISA; reacciona cruzadamente con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización de GTPasas, la exocitosis, la apoptosis y la migración celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	RALB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RALB
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5899
GeneID	5899
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-206 de RALB humana (NP_002872.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11234
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo