

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ralbp1 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15311

Número de artículo: CM0012432



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra RALBP1 (RLIP76) humano, validado para IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de señalización y transporte de Ral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RALBP1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	RIP1; RLIP1; RLIP76; RALBP1
Especie	Humano
GeneID (humano)	10928
GeneID	10928
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia situada entre los aminoácidos 200-300 de RALBP1 humano (Q15311).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15311
Peso proteico	76kDa
Envío	Bolsa de hielo