

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ralbp1 (Validado En Ko) Para Wb Y Elisa - Q15311

Número de artículo: CM0015083



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la proteína 1 de unión a RalA (RALBP1), también conocida como RLIP76. Validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con humano y ratón. Ideal para investigar la señalización de Ral, la endocitosis, la fisión mitocondrial y los mecanismos de resistencia a fármacos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado en KO] RALBP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RIP1, RLIP1, RLIP76, P1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	10928
ID del gen	10928
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 396-655 de la RALBP1 humana (NP_006779.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q15311
Peso de la proteína	76kDa
Envío	Bolsa de hielo