

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ralgds Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q12967

Número de artículo: CM0021833



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RALGDS humano (RalGEF), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización Ras/Ral y la eliminación bacteriana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RALGDS Conejo pAb
Observaciones/Alias	RGF, RGDS, RalGEF, RALGDS
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5900
ID del Gen	5900
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 771-902 de RALGDS humano (NP_001258705)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q12967
Peso Molecular de la Proteína	101kDa
Envío	Bolsa de hielo