

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ralgps1 Para Wb Y Elisa - Q5Js13

Número de artículo: CM0013669



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a RALGPS1 (RALGEF2) humano para western blot y ELISA. Adecuado para estudiar la señalización de la GTPasa RALA, la dinámica del citoesqueleto y el tráfico de membranas. Detecta una proteína de 62 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RALGPS1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	RALGEF2; RALGPS1A; RALGPS1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	9649
ID de Gen	9649
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de RALGPS1 humano (NP_055451.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q5JS13
Peso Proteico	62kDa
Envío	Bolsa de hielo