


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Raly Para Wb, Elisa - Q9Ukm9

Número de artículo: CM0013628



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo RALY detecta la proteína endógena RALY en muestras humanas, de ratón y de rata. Validado para Western blot y ELISA. RALY es una proteína de unión a ARN implicada en la biosíntesis de colesterol y el procesamiento de ARNm. UniProt Q9UKM9.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RALY Rabbit pAb
Observaciones/Alias	P542; HNRPCL2; RALY
Especie	Humano
GeneID (humano)	22913
GeneID	22913
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 96-306 del RALY humano (NP_057951.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UKM9
Peso proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo