

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ramp2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O60895

Número de artículo: CM0029250



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-RAMP2 validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta RAMP2 humano, de ratón y de rata. Adecuado para estudios de complejos de receptores y localización tisular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RAMP2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RAMP2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10266
GeneID	10266
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-145 del RAMP2 humano (NP_005845.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60895
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo