

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ramp3 Para Wb, If/Icc, Elisa - O60896

Número de artículo: CM0029999



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo RAMP3 validado para Western blot, IF/ICC y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Investiga la participación de la proteína 3 modificadora de la actividad del receptor en la señalización de los receptores de adrenomedulina y amilina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RAMP3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	RAMP3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	10268
ID del Gen	10268
Inmunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-118 de RAMP3 humano (NP_005847.1))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60896
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo