


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ran Para Wb, Elisa - P62826

Número de artículo: CM0009324



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Ran para aplicaciones de WB y ELISA. Detecta Ran (24 kDa) en humano, ratón y rata. Ideal para estudiar el transporte nucleocitoplasmático y la mitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ran Rabbit mAb
Observaciones/Alias	TC4; Gsp1; ARA24; Ran
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5901
GeneID	5901
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 117-216 de Ran humano (P62826).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62826
Peso Proteico	24kDa
Envío	Bolsa de hielo