


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ran Para Wb, If/Icc, Elisa - P62826

Número de artículo: CM0014931



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra Ran humano (proteína nuclear de unión a GTP), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar el transporte nucleocitoplasmático y la mitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Ran pAb de conejo
Observaciones/Alias	TC4; Gsp1; ARA24; Ran
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5901
GeneID	5901
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-216 de Ran humano (NP_006316.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62826
Peso Proteico	24 kDa
Envío	Bolsa de hielo