

Anticuerpo Policlonal Anti-Ranbp1 Para Wb, Elisa - P43487

Número de artículo: CM0020546



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la RANBP1 humana (RanBP1/HTF9A) para Western Blot y ELISA. Validado en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para investigación sobre transporte nucleocitoplasmático y mitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RANBP1 Rabbit pAb
Notas/Alias	HTF9A; RANBP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5902
GeneID	5902
Inmunógeno	Péptido Sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-100 de la RANBP1 humana (NP_002873.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P43487
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo