

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ranbp10 Para Wb Y Elisa - Q6Vn20

Número de artículo: CM0019114

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra RANBP10 humano, validado para Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con muestras humanas y de ratón. Adecuado para estudiar la función de la ligasa E3 de ubiquitina CTLH, la señalización de la GTPasa Ran y la biología plaquetaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RANBP10 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RANBP10
Especie	Humano
GeneID (humano)	57610
GeneID	57610
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 362-497 de RANBP10 humano (NP_065901.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q6VN20
Peso de la proteína	67 kDa
Envío	Bolsa de hielo