


Anticuerpo Policlonal Anti-Ranbp2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P49792

Número de artículo: CM0023894



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra RANBP2 humano (NUP358), validado para WB, IHC-P, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en transporte nucleocitoplasmático y SUMOilación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo RANBP2
Observaciones/Alias	ANE1; TRP1; TRP2; ADANE; IIAE3; NUP358; RANBP2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5903
ID del Gen	5903
Inmunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2900-3050 de RANBP2 humano (NP_006258.3))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P49792
Peso Proteico	358kDa
Envío	Bolsa de hielo