

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ranbp9 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96S59

Número de artículo: CM0003791



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a RanBP9 humano (BPM-L/RanBPM). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación sobre ubiquitinación, señalización y adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-RanBP9 de conejo
Notas/Alias	BPM-L; BPM90; RANBPM; RanBP7; RanBP9
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	10048
ID del gen	10048
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 100-200 de RanBP9 humano (Q96S59)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96S59
Peso de la proteína	78kDa
Envío	Bolsa de hielo