

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ranbp9 Para Wb, Elisa - Q96S59

Número de artículo: CM0018394



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a RanBP9 (RanBPM) humano. Validado para WB y ELISA, este anticuerpo es ideal para estudiar la función del complejo ligasa E3 CTLH, la señalización celular y la reorganización citoesquelética. Reacciona con muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RanBP9 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BPM-L; BPM90; RANBPM; RanBP7; RanBP9
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	10048
ID del gen	10048
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 480-605 de RanBP9 humano (NP_005484.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q96S59
Peso de la proteína	78kDa
Envío	Bolsa de hielo