

Anticuerpo Monoclonal Anti-Rangap1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P46060

Número de artículo: CM0011379



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante contra RanGAP1 humano (P46060), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reconoce ratón y rata. Para estudios de activación de la GTPasa Ran y transporte nuclear.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RanGAP1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	SD; Fug1; RANGAP; RanGAP1
Especie	Humano
GeneID (humano)	5905
GeneID	5905
Inmunógeno	Péptido Sintético - Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de RanGAP1 humano (P46060).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P46060
Peso Proteico	64kDa
Envío	Bolsa de hielo