


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rankl Para Wb, If/Icc, Elisa - O14788

Número de artículo: CM0017713



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad específico para RANKL humano (TNFSF11), validado para aplicaciones WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de diferenciación de osteoclastos y respuesta inmune. - O14788

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	RANKL Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ODF; OPG; sODf; CD254; OPTB2; RANKL; TNLG6B; TRANCE; hRANKL2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8600
GeneID	8600
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 78-317 de RANKL humano (NP_003692.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14788
Peso de la proteína	35kDa
Envío	Bolsa de hielo