

Anticuerpo Policlonal Anti-Rap1A Para Wb, Ihc-P, Elisa - P62834

Número de artículo: CM0016760



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo anti-Rap1A validado por KO detecta Rap1A humano, de ratón y de rata en WB, IHC-P, ELISA. Ideal para estudios sobre contraacción de Ras, crecimiento de neuritas y biología vascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] Rap1A pAb de Conejo
Observaciones/Alias	RAP1; C21KG; G-22K; KREV1; KREV-1; SMGP21; 1A
Especie	Humano
GeneID (humano)	5906
GeneID	5906
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 39-138 de la Rap1A humana (NP_002875.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62834
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo