

Anticuerpo Monoclonal Anti-Rap1A + Rap1B Para Wb, If/Icc, Elisa - P61224 / P62834

Número de artículo: CM0012738



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra RAP1A y RAP1B humanos, validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Ideal para estudiar la polaridad de las células endoteliales y la formación de la luz vascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo RAP1A + RAP1B
Observaciones/Alias	K-REV, RAL1B, RAP1A + RAP1B
Especie	Humano
ID del gen (humano)	5906 (RAP1A) / 5908 (RAP1B)
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 70-150 de RAP1A + RAP1B humanos (P61224)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P61224 / P62834
Peso de la proteína	21 kDa
Envío	Bolsa de hielo