

## Anticuerpo Policlonal Anti-Rap1B Para Wb, If/Icc, Elisa - P61224

Número de artículo: CM0016868



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra Rap1B humano (P61224) para WB, IF/ICC, ELISA. Validado en muestras humanas y de ratón. Ideal para la biología de células endoteliales y la investigación de señalización de GTPasas.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Especificación                                                                                                                    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Rap1B pAb de Conejo                                                                                                               |
| Observaciones/Alias | K-REV; RAL1B; Rap1B                                                                                                               |
| Especie             | Humano                                                                                                                            |
| ID de Gen (Humano)  | 5908                                                                                                                              |
| ID de Gen           | 5908                                                                                                                              |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-184 de Rap1B humano (NP_056461.1). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                          |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                 |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón                                                                                                                     |
| SWISS               | P61224                                                                                                                            |
| Peso Proteico       | 21kDa                                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                    |