

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rap1B Para Wb, If/Icc, Elisa - P61224

Número de artículo: CM0019954



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra RAP1B (proteína relacionada con Ras Rap-1b). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar la polaridad de las células endoteliales, la biología vascular y la señalización de GTPasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RAP1B pAb de Conejo
Observaciones/Alias	RAP1B; K-REV; RAL1B; proteína relacionada con Ras Rap-1b
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5908
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 81-181 del RAP1B humano (NP_056461.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P61224
Peso Proteico	15kDa/16kDa/18kDa/20kDa
Envío	Bolsa de hielo