

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Rap1Gap Para Wb, If/Icc, Elisa - P47736

Número de artículo: CM0010878



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Rap1GAP (P47736), una proteína activadora de GTPasa de membrana del Golgi para Rap-1A. Aplicaciones: WB, IF/ICC, ELISA. Reactividad cruzada: humano, ratón, rata. Ideal para estudiar la señalización de Rap1 y el tráfico intracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	mAb de Conejo Rap1GAP
Observaciones/Alias	RAPGAP; RAP1GA1; RAP1GAP1; RAP1GAPII; Rap1GAP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5909
GeneID	5909
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P47736
Peso Proteico	73kDa
Envío	Bolsa de hielo